


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Tpmt ウサギ ポリクローナル抗体 - P51580

商品番号: CM0016244



前書き

ヒトTPMT（チオプリンS-メチルトランスフェラーゼ）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。チオプリン薬物代謝研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TPMT ウサギ pAb
備考/別名	TPMTD; TPMT
種特異性	ヒト
GeneID（ヒト）	7172
GeneID	7172
免疫原	ヒトTPMT（NP_000358.1）のアミノ酸1-245に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P51580
タンパク質分子量	28kDa
輸送	保冷バッグ