


## 抗Tpo-R/Cd110/C-Mplモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P40238

商品番号: CM0003036



### 前書き

ヒトトロンボポエチン受容体（TPO-R/CD110/c-Mpl）を標的とするウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットに交差反応性を示します。巨核球分化および血小板産生の研究に不可欠な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------|
| 製品名        | TPO-R/CD110/c-Mpl ウサギmAb                                   |
| 備考・別名      | MPLV; TPOR; C-MPL; CD110; THPOR; THCYT2; TPO-R/CD110/c-Mpl |
| 生物種        | ヒト                                                         |
| 遺伝子ID (ヒト) | 4352                                                       |
| 遺伝子ID      | 4352                                                       |
| 免疫原        | ヒトTPO-R/CD110/c-Mpl (P40238) のアミノ酸536～635領域の配列に対応する合成ペプチド  |
| 起源         | ウサギ                                                        |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                                  |
| 応用         | WB、ELISA                                                   |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                 |
| SWISS      | P40238                                                     |
| タンパク質分子量   | 71kDa                                                      |
| 輸送方法       | 氷袋                                                         |