

WbおよびElisa用Anti-Tppp3ラビットポリクローナル抗体 - Q9Bw30

商品番号: CM0027621



前書き

ヒトTPPP3を標的とするラビットポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。微小管ダイナミクス、胚着床、および子宮機能の研究に最適です。タンパク質分子量19 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TPPP3 Rabbit pAb
備考/エイリアス	p20; CGI-38; TPPP/p20; p25gamma; TPPP3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51673
遺伝子ID	51673
免疫原	ヒトTPPP3 (NP_057048.2) のアミノ酸1-176に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BW30
タンパク質分子量	19kDa
配送	氷袋