

Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Tppp/P25 モノクローナル抗体 - O94811

商品番号: CM0008354



前書き

ヒトTPPP/p25 (p24, TPPP1)を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウス、ラットと交差反応性あり。微小管ダイナミクス、髄鞘形成、細胞遊走、細胞周期研究用。24kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TPPP/p25 ウサギ mAb
備考/別名	p24; p25; TPPP1; TPPP/p25; p25alpha
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11076
遺伝子ID	11076
免疫原	合成ペプチド：ヒトTPPP/p25 (O94811)のアミノ酸100-200に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	O94811
タンパク質分子量	24kDa
発送	保冷バッグ