

Anti-Tppp/p25 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - O94811

商品番号: CM0030459



前書き

TPPP/p25に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに使用可能。ヒト、マウス、ラットで検証済み。微小管動態とミエリン化の研究に適しています。 - O94811

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TPPP/p25 ウサギ pAb
備考/別名	p24; p25; TPPP1; TPPP/p25; p25alpha
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11076
GeneID	11076
免疫原	ヒトTPPP/p25 (NP_008961.1) のアミノ酸1-219に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	O94811
タンパク質分子量	24kDa
配送	アイスパック