

Anti-Tprg1L Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q5T0D9

商品番号: CM0022360

前書き

シナプス放出確率を調節するシナプス前タンパク質であるTPRG1L (mover/FAM79A) を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。この抗体は、神経科学研究に最適であり、ヒト、マウス、およびラットのサンプル中のTPRG1L (MOVER) を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TPRG1L Rabbit pAb
備考/別名	TPRGL; mover; FAM79A; SVAP30; h-mover; TPRG1L
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	127262
免疫原	ヒトTPRG1L (NP_877429.2) のアミノ酸1-90に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q5T0D9
タンパク質分子量	30kDa
配送	アイスバッグ