

WbおよびElisa用Anti-Tpsab1ウサギポリクローナル抗体 - Q15661

商品番号: CM0024265



前書き

ヒトTPSAB1（トリプターゼアルファ/ベータ1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。肥満細胞および自然免疫研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TPSAB1 Rabbit pAb
備考/エイリアス	TPS1; TPS2; TPSB1; TPSB2; Tryptase-2; TPSAB1
種	ヒト
遺伝子ID	7177
免疫原	ヒトTPSAB1 (NP_003285.2) のアミノ酸31-275内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15661
タンパク質分子量	31kDa
配送	氷袋