


WbおよびElisa用抗Tpst2ポリクローナル抗体 - O60704

商品番号: CM0019769



前書き

ヒトTPST2に対するウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAでの使用が検証されています。チロシンO-スルホトランスフェラーゼ2を検出します。これはチロシンのO-硫酸化を触媒するゴルジ膜酵素です。ヒトおよびマウスのサンプルに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TPST2ウサギpAb
備考／別名	TPST-2; TANGO13B; TPST2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8459
GeneID	8459
免疫原	ヒトTPST2のアミノ酸280～370 (NP_003586.3) に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
宿主	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O60704
タンパク質分子量	42kDa
輸送	保冷バッグ