


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Tpx2ポリクローナル抗体 - Q9Ulw0

商品番号: CM0022663



前書き

TPX2ウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびラットと反応します。紡錘体の集合、分裂期、および細胞周期の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TPX2 Rabbit pAb
備考/別名	DIL2; p100; DIL-2; HCTP4; FLS353; HCA519; REPP86; C20orf1; C20orf2; GD-C20orf1; TPX2
種	ヒト
遺伝子ID	22974
免疫原	組換えタンパク質（ヒトTPX2 (NP_036244.2) のアミノ酸1-250に相当する配列を含む組換え融合タンパク質）
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q99ULW0
タンパク質分子量	86kDa
配送	アイスバック