


抗Tra2Bウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P62995

商品番号: CM0026731



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みの抗TRA2Bウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのTRA2Bを認識します。スプライシング制御および神経変性研究に最適です。 - P62995

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRA2B Rabbit pAb
別名	SFRS10; SRFS10; TRAN2B; PPP1R156; TRA2-BETA; Htra2-beta; TRA2B
対象種	ヒト
GeneID	6434
免疫原	ヒトTRA2B（NP_004584.1）のアミノ酸1～100番領域に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62995
タンパク質分子量	34kDa
発送方法	保冷剤