

WbおよびElisa用 Anti-Trac ウサギポリクローナル抗体 - P01848

商品番号: CM0019877



前書き

ヒトT細胞受容体アルファ鎖定領域（TRAC）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性があります。T細胞免疫学およびイムノアッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRAC Rabbit pAb
備考/別名	IMD7; TCRA; TRA@; TRAC
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6955
GeneID	6955
免疫原	ヒトTRAC (AAH20840.1) のアミノ酸20-176に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P01848
タンパク質分子量	16kDa
配送	氷袋