

Wb・Elisa用抗Traddウサギポリクローナル抗体 - Q15628

商品番号: CM0014429



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーションで
検証済みの高品質抗TRADDウサギポリクローナル抗
体です。TNF誘導アポトーシスとNF-
κB活性化の鍵アダプターであるヒトおよびマウスTRA
DDを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRADD Rabbit pAb
備考/別名	9130005N23Rik; TRADD
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8717
GeneID	8717
免疫原	ヒトTRADD (NP_003780.1) のアミノ酸199-312に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15628
タンパク質分子量	34kDa
輸送方法	氷袋