


抗Traf2モノクローナル抗体（Kd検証済）Wb、Ip、Elisa用 - Q12933

商品番号: CM0002653



前書き

ウサギモノクローナル[KD検証済]
TRAF2抗体。WB、IP、ELISAで使用可能。ヒト、マウス、ラットと反応します。NF- κ BおよびJNKシグナル伝達に関与するE3ユビキチンリガーゼを標的とし、アポトーシス研究に重要です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済] TRAF2 ウサギmAb
別名	TRAP; TRAP3; RNF117; MGC:45012; [KD検証済] TRAF2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7186
GeneID	7186
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12933
タンパク質分子量	53kDa/54kDa/55kDa/61kDa
発送方法	保冷剤