


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Traf2ポリクローナル抗体 - Q12933

商品番号: CM0014192



前書き

ヒトTRAF2 (SWISS: Q12933) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。TRAF2はNF- κ B、JNK、アポトーシス経路を制御するE3ユビキチンリガーゼです。シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRAF2 ウサギpAb
備考/別名	TRAF3; TRAF3; RNF117; MGC:45012; TRAF2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7186
遺伝子ID	7186
免疫原	ヒトTRAF2 (NP_066961.2) のアミノ酸1〜300番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12933
タンパク質分子量	56kDa
発送方法	保冷剤