


Anti-Traf2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q12933

商品番号: CM0020289



前書き

WBおよびELISA用に検証されたTRAF2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。細胞生存およびアポトーシスに関与するNF-κBおよびJNKシグナル伝達の重要な調節因子である、TNF受容体関連因子2を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRAF2 Rabbit pAb
備考/エイリアス	TRAP; TRAP3; RNF117; MGC:45012; TRAF2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7186
GeneID	7186
免疫原	組換えタンパク質：ヒトTRAF2 (NP_066961.2) のアミノ酸190-350に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12933
タンパク質分子量	56 kDa
配送	氷袋