


WbおよびElisa用 Anti-Traf3 ポリクローナル抗体 - Q13114

商品番号: CM0015042



前書き

ヒトTRAF3を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのTRAF3 (64 kDa) を認識。NF- κ Bおよび自然免疫シグナル伝達における重要なE3ユビキチンリガーゼです。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	TRAF3 ウサギ pAb
備考/別名	CAP1; LAP1; CAP-1; CRAF1; IIAE5; CD40bp; RNF118; TRAF3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7187
GeneID	7187
免疫原	合成ペプチド: ヒトTRAF3 (NP_003291.2) のアミノ酸1-100に対応する配列に基づく合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13114
タンパク質分子量	64kDa
発送	保冷バッグ