


Wb用抗Traf3ウサギポリクローナル抗体 - Q13114

商品番号: CM0029221



前書き

TRAF3ウサギポリクローナル抗体（pAb）。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAに対応。ヒト、マウス、ラットと反応し、免疫シグナル伝達における細胞質E3ユビキチンリガーゼ研究での検証が完了しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRAF3 ウサギ pAb
別名	CAP1; LAP1; CAP-1; CRAF1; IIAE5; CD40bp; RNF118; TRAF3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7187
遺伝子ID	7187
免疫原	合成ペプチド：ヒトTRAF3 (NP_003291.2) のアミノ酸1～100領域内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
応用分野	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロットID	Q13114
タンパク質分子量	64kDa
輸送方法	保冷剤