

Anti-Traf3Ip2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - O43734

商品番号: CM0030992



前書き

TRAF3IP2 (ACT1/CIKS)

向けの高品質なウサギポリクローナル抗体。TRAF3IP2は、IL-17シグナル伝達およびNF- κ B活性化に不可欠なE3ユビキチンリガーゼです。ヒト、マウス、ラットのWB、IF/ICC、ELISAに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRAF3IP2 Rabbit pAb
備考/別名	ACT1; CIKS; C6orf2; C6orf4; C6orf5; C6orf6; CANDF8; PSORS13; TRAF3IP2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10758
遺伝子ID	10758
免疫原	組換えタンパク質：ヒトTRAF3IP2 (NP_671733.2) のアミノ酸1-300に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43734
タンパク質分子量	65kDa
配送	アイスパック