


Wb、Elisa用抗Traf4ウサギモノクローナル抗体 - Q9Buz4

商品番号: CM0006690



前書き

ヒトTRAF4に対するウサギモノクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しており、マウスおよびラットと交差反応します。細胞増殖、分化、DNA修復、NF-κBシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRAF4 ウサギmAb
備考/別名	CART1; MLN62; RNF83; TRAF4
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9618
遺伝子ID	9618
免疫原	ヒトTRAF4 (NP_004286.2) のアミノ酸209～470番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BUZ4
タンパク質分子量	54 kDa
輸送方法	氷袋