

抗Traf6モノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用） - Q9Y4K3

商品番号: CM0007450



前書き

ヒトTRAF6に対するウサギモノクローナル抗体で、W B、IHC-

P、IP、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。免疫および破骨細胞分化におけるNF-

κBおよびJNKシグナル伝達に重要なE3ユビキチンリガーゼであるTRAF6を認識します。研究およびアッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	TRAF6 ウサギmAb
備考/別名	RNF85; MGC:3310; TRAF6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7189
GeneID	7189
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y4K3
タンパク質分子量	60 kDa
発送方法	保冷剤