

Wb、Ip、Elisa用抗Traf6ウサギモノクローナル抗体 - Q9Y4K3

商品番号: CM0007997



前書き

ヒト、マウス、ラットにおいてWB、IP、ELISAでの検証が完了した高品質な抗TRAF6ウサギモノクローナル抗体です。NF-

κBシグナル伝達における重要なE3ユビキチンリガーゼであるTNF受容体関連因子6（Q9Y4K3）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRAF6 ウサギ mAb
略称/別名	RNF85; MGC:3310
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7189
免疫原	ヒトTRAF6 (NP_004611.1) のアミノ酸1〜274番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y4K3
タンパク質分子量	60 kDa
輸送方法	氷袋