

Anti-Traf6 Rabbit Polyclonal Antibody For If/Icc And Elisa - Q9Y4K3

商品番号: CM0016826



前書き

ヒトTRAF6 (SWISS Q9Y4K3) を標的とするウサギポリクローナル抗体。IF/ICCおよびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。免疫シグナル伝達および破骨細胞分化の研究用途として検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRAF6 Rabbit pAb
備考/別名	RNF85; MGC:3310; TRAF6
種	ヒト
遺伝子ID	7189
免疫原	ヒトTRAF6 (NP_004611.1) のアミノ酸50-150に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y4K3
タンパク質分子量	60kDa
配送	氷袋