

Anti-Traf6 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q9Y4K3

商品番号: CM0021268



前書き

高品質なTRAF6ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのWB、IF/ICC、ELISAが検証済みです。ユビキチンリガーゼ機能やNF- κ Bシグナル伝達経路の研究に最適です。研究用途として特異性が高く、信頼性のある抗体です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRAF6 Rabbit pAb
備考/別名	RNF85; MGC:3310; TRAF6
種	ヒト
遺伝子ID	7189
免疫原	合成ペプチド ヒトTRAF6 (NP_004611.1) のアミノ酸50-150領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y4K3
タンパク質分子量	60kDa
配送	保冷バッグ