

Anti-Traf6Bp/Tax1Bp1 モノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q86Vp1

商品番号: CM0003477



前書き

TRAF6BP/TAX1BP1 (T6BP/TXBP151)

を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒトおよびマウスとの交差反応性があります。自然免疫およびオートファジーの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRAF6BP/TAX1BP1 Rabbit mAb
備考/別名	T6BP; TXBP151; CALCOCO3; TRAF6BP/TAX1BP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8887
GeneID	8887
免疫原	ヒト TRAF6BP/TAX1BP1 (Q86VP1) のアミノ酸 690-789 内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q86VP1
タンパク質分子量	91kDa
配送	アイスバッグ