

Ihc-PおよびElisa用Anti-Traf6Bp/Tax1Bp1ポリクローナル抗体 - Q86Vp1

商品番号: CM0022950



前書き

TRAF6BP/TAX1BP1 (T6BP, TXBP151, CALCOCO 3) を標的とするウサギポリクローナル抗体。IHC-PおよびELISAに適しており、ヒトおよびラットとの交差反応性を示します。NF-κBシグナル伝達、オートファジー、および自然免疫の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRAF6BP/TAX1BP1 Rabbit pAb
備考/別名	T6BP; TXBP151; CALCOCO3; TRAF6BP/TAX1BP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8887
GeneID	8887
免疫原	ヒトTRAF6BP/TAX1BP1 (NP_006015.4) のアミノ酸709-789に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, ラット
SWISS	Q86VP1
タンパク質分子量	91kDa
配送	アイスバッグ