

Wb、Elisa用 Anti-Traf7 ポリクローナル抗体 - Q6Q0C0

商品番号: CM0013999



前書き

ヒト TRAF7 (Q6Q0C0)
を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。WB
およびELISAアプリケーション用。検証済み交差反応
性:
ヒト。自然免疫、炎症、アポトーシス経路の研究に最
適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRAF7 Rabbit pAb
備考/別名	RFWD1; RNF119; CAFDADD; TRAF7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	84231
遺伝子ID	84231
免疫原	ヒトTRAF7 (NP_115647.2) のアミノ酸260-400に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q6Q0C0
タンパク質分子量	75kDa
配送	保冷バッグ