

Anti-Traf7 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q6Q0C0

商品番号: CM0031023



前書き

TRAF7 Rabbit pAbは、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAアプリケーション用のウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのTRAF7と反応します。ユビキチンリガーゼ、自然免疫、およびアポトーシスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRAF7 Rabbit pAb
備考/別名	RFWD1, RNF119, CAFDADD, TRAF7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	84231
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6Q0C0
タンパク質分子量	75kDa
配送	氷袋