

ウエスタンブロットおよびElisa用 Anti-Traf7 ウサギポリクローナル抗体 - Q6Q0C0

商品番号: CM0024362



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのTRAF7 ウサギポリクローナル抗体。ヒトTRAF7を検出し、ラットとの交差反応性あり。自然免疫、炎症、アポトーシス経路の研究に最適。CamelBio提供。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRAF7 ウサギ pAb
備考/別名	RFWD1; RNF119; CAFDADD; TRAF7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	84231
免疫原	ヒトTRAF7 (NP_115647.2) のアミノ酸260-400に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q6Q0C0
タンパク質分子量	75kDa
輸送	保冷バッグ