


抗Trafd1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O14545

商品番号: CM0013168



前書き

TRAFD1ウサギポリクローナル抗体は、ウェスタンブロットティング（WB）およびELISAによりヒトTRAFD1（FLN29）を検出します。標的は自然免疫TLR4/RLH経路の負の制御因子であり、炎症およびシグナル伝達研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	TRAFD1 Rabbit pAb
別名	FLN29; TRAFD1
反応種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	10906
免疫原	ヒトTRAFD1（NP_006691.1）のアミノ酸1-260番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O14545
タンパク質分子量	65kDa
輸送方法	氷袋