

ウェスタンブロット用 抗Tram1 ウサギポリクローナル抗体 - Q15629

商品番号: CM0013531

前書き

ヒトTRAM1に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスとの交差反応性あり。小胞体タンパク質輸送、未折りたたみタンパク質応答、ウイルス免疫回避の研究に有用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRAM1 ウサギ pAb
備考/別名	TRAM; PNAS8; TRAMP; TRAM1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23471
免疫原	ヒトTRAM1 (NP_055109.1) のアミノ酸305-374に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15629
タンパク質分子量	43kDa
輸送	保冷バッグ