


ウエスタンブロット、Elisa用 抗トランスコバラミン- 1 (Tcn1) ポリクローナル抗体 - P20061

商品番号: CM0028443



前書き

ヒトトランスコバラミン-

1 (TCN1/ハプトコリン) を標的とする高品質ウサギ
ポリクローナル抗体。ウエスタンブロットとELISAで
検証済み、マウスおよびラットとの交差反応性あり。
ビタミンB12輸送と胃腸保護の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TCN1 ウサギ pAb
備考/別名	HC, TCI, TCI, TC-1, TCN1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6947
免疫原	ヒトTCN1 (NP_001053.2) のアミノ酸24-280に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウエスタンブロット、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSアクセッション	P20061
タンパク質分子量	48kDa
輸送	保冷バッグ