

Wb、If、Elisa用抗トランスフェリンポリクローナル抗体 - P02787

商品番号: CM0014425



前書き

このウサギポリクローナル抗体は、ヒトトランスフェリン（血清トランスフェリン）を標的とし、WB、IF/ICC、IF-

P、およびELISAで検証されています。マウスおよびラットとも交差反応するため、鉄輸送、細胞内鉄取り込み、恒常性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	トランスフェリン ウサギpAb
備考/別名	TFQTL1; PRO1557; PRO2086; HEL-S-71p; トランスフェリン
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7018
遺伝子ID	7018
免疫原	ヒトトランスフェリン (NP_001054.2) の355～698番アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02787
タンパク質分子量	77kDa
配送	保冷剤