


抗トランスグルタミナーゼ2 (Tgm2) ウサギモノクローナル抗体 (Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用) - P21980

商品番号: CM0005489



前書き

ヒトトランスグルタミナーゼ2 (TGM2) に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。タンパク質架橋、アポトーシス、クロマチン修飾の研究に最適です。研究用のみ。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	トランスグルタミナーゼ2 (TGM2) ウサギmAb
備考/別名	TGC; tTG; G(h); hTG2; TG(C); Transglutaminase 2 (TGM2)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7052
GeneID	7052
免疫原	組換えタンパク質 ヒトトランスグルタミナーゼ2 (TGM2) (NP_004604.2) のアミノ酸438-687に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P21980
タンパク質分子量	77kDa
発送	保冷バッグ