


Wb、Ihc-

P、If/Icc、Elisa用抗トランスグルタミナーゼ2（Tgm2）ウサギポリクローナル抗体 - P21980

商品番号: CM0017608



前書き

ウェスタンブロット、IHC-

P、IF/ICC、ELISA用のトランスグルタミナーゼ2（TGM2）ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。アポトーシス、クロマチン修飾、細胞外マトリックスの研究に使用されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	トランスグルタミナーゼ2（TGM2）ウサギポリクローナル抗体
備考／別名	TGC; tTG; G(h); hTG2; TG(C); トランスグルタミナーゼ2（TGM2）
種	ヒト
GeneID（ヒト）	7052
GeneID	7052
免疫原	ヒト・トランスグルタミナーゼ2（TGM2）（NP_945189.1）のアミノ酸299～548に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P21980
タンパク質分子量	77 kDa
輸送	保冷バッグ