

抗トランスケトラーゼ（Tkt） ウサギポリクローナル抗体、Wb・Ihc-P・Elisa対応 - P29401

商品番号: CM0030874



前書き

CamelBioは、ヒトトランスケトラーゼ（TKT）を標的とするウサギポリクローナル抗体を提供しています。WB、IHC-

P、ELISAでの検証が完了しており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。ペントースリン酸経路や代謝異常の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	TKT ウサギpAb
備考/別名	TK; TKT1; SDDHD; HEL107; HEL-S-48; TKT
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	7086
遺伝子ID	7086
免疫原	ヒトTKT（NP_001128527.1）のアミノ酸1〜280番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P29401
タンパク質分子量	68kDa
配送方法	保冷剤