

Anti-Translin (Tsn) ポリクローナル抗体（Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa対応） - Q15631

商品番号: CM0023167



前書き

ヒトTranslin (TSN, C3PO)

ターゲットのウサギポリクローナル抗体。WB, IHC-P, IF/ICC,

ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。約26

kDaのタンパク質を検出。染色体転座およびRISC研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TSN Rabbit pAb
備考/別名	C3PO; RCHF1; TBRBP; TRSLN; BCLF-1; REHF-1; TSN
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7247
GeneID	7247
免疫原	合成ペプチド（ヒトTSNのアミノ酸50-150領域内の配列に対応する合成ペプチド、NP_004613.1）
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q15631
タンパク質分子量	26kDa
配送	アイスパック