

Anti-Transportin 3 (Tnpo3) ウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa用） - Q9Y5L0

商品番号: CM0002275



前書き

ヒトTransportin 3 (TNPO3)を標的とするウサギモノクローナル抗体。W B、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。核輸送およびHIV-1感染機構の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Transportin 3 (TNPO3) Rabbit mAb
備考/別名	IPO12, TRNSR, LGMD1F, LGMDD2, MTR10A, TRN-SR, TRN-SR2, Transportin 3 (TNPO3)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23534
GeneID	23534
免疫原	合成ペプチド ヒトTransportin 3 (Transportin 3 (TNPO3)) (Q9Y5L0) のアミノ酸824-923領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y5L0
タンパク質分子量	104kDa
配送	アイスバッグ