


抗トランスサイレチン (Ttr) ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa対応) - P02766

商品番号: CM0015194



前書き

ヒトトランスサイレチン (TTR)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。甲状腺ホルモン輸送およびアミロイドーシスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TTR Rabbit pAb
備考/別名	CTS; TTN; ATTR; CTS1; PALB; TBPA; HEL111; HsT2651; TTR
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7276
GeneID	7276
免疫原	ヒトTTR (NP_000362.1) のアミノ酸21-147に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02766
タンパク質分子量	16kDa
配送	氷袋