

抗Trap1ポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa用) - Q12931

商品番号: CM0025890



前書き

TRAP1ウサギポリクローナル抗体は、ヒトTRAP1 (HSP75, HSP90L) を標的とする抗体です。ヒト、マウス、ラットとの反応性が確認されており、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ミトコンドリアシャペロン研究やがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

項目	値
製品名	TRAP1ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	HSP75; HSP 75; HSP90L; TRAP-1; TRAP1
種	ヒト
遺伝子ID	10131
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12931
タンパク質重量	80kDa
配送	アイスバッグ