

WbおよびElisa用 抗Trap1ウサギモノクローナル抗体 - Q12931

商品番号: CM0011147



前書き

このウサギモノクローナル抗体は、ヒトTRAP1 (HSP75) を特異的に認識し、WBおよびELISAで検証済みです。ヒトおよびマウスサンプルと反応するため、ミトコンドリアシャペロン研究や癌研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRAP1 ウサギ mAb
備考/別名	HSP75, HSP 75, HSP90L, TRAP-1, TRAP1
種	ヒト
GeneID	10131
免疫原	ヒトTRAP1 (Q12931) のアミノ酸1-100に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q12931
タンパク質分子量	80kDa
発送	保冷バッグ