

Wb、Ip、If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Trap1 ウサギモノクローナル抗体 - Q12931

商品番号: CM0012712



前書き

検証済みの抗TRAP1ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスのHSP75を検出します。WB、IP、IF、IHC-

P、ELISAに適しています。ミトコンドリア機能およびがん代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRAP1 ウサギ mAb
備考/別名	HSP75; HSP 75; HSP90L; TRAP-1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10131
遺伝子ID	10131
免疫原	ヒトTRAP1 (NP_057376.2) のアミノ酸445-704に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IP、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差性	ヒト、マウス
SWISS	Q12931
タンパク質分子量	80kDa
輸送	保冷バッグ