

Wb、Ihc-P、If/Icc用 抗Trap1 ウサギポリクローナル抗体 - Q12931

商品番号: CM0029452



前書き

TRAP1 ウサギ

pAbは、ヒト、マウス、ラットにおけるWB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用に検証済みのポリクローナル抗体です。ミトコンドリアシャペロンTRAP1を標的とし、ミトコンドリア機能と癌代謝に関与します。腫瘍学および細胞ストレス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRAP1 ウサギ pAb
備考/別名	HSP75; HSP 75; HSP90L; TRAP-1; TRAP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10131
遺伝子ID	10131
免疫原	組換えタンパク質 ヒトTRAP1 (NP_057376.2) のアミノ酸445-704に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12931
タンパク質分子量	80kDa
配送	保冷バッグ