

Anti-Trappc10 ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P48553

商品番号: CM0030642

前書き

ヒトTRAPPC10（TRAPP II複合体サブユニット）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応し、ゴルジ輸送および神経疾患の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRAPPC10 Rabbit pAb
備考/別名	EHOC1; GT334; TMEI1; TRS30; EHOC-1; TRS130; NEDMISS; TRAPPC10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7109
GeneID	7109
免疫原	ヒトTRAPPC10 (NP_003265.3) のアミノ酸1-260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P48553
タンパク質分子量	142kDa
配送	アイスバッグ