

## Wb、Ihc-P、Elisa用抗Trappc2モノクローナル抗体 - P0Di81

商品番号: CM0003156

## 前書き

ヒトTRAPPC2/Sedlinを標的とするウサギ由来モノクローナル抗体です。ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。小胞輸送および転写研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 製品名         | TRAPPC2 ウサギmAb                                                  |
| 備考／別名       | SEDL; SEDT; MIP2A; TRS20; ZNF547L; hYP38334; TRAPPC2P1; TRAPPC2 |
| 種           | ヒト                                                              |
| GeneID (ヒト) | 6399                                                            |
| GeneID      | 6399                                                            |
| 免疫原         | ヒトTRAPPC2 (P0Di81) のアミノ酸1〜100番目の配列に対応する合成ペプチド                   |
| 起源          | ウサギ                                                             |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                       |
| 用途          | WB、IHC-P、ELISA                                                  |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                      |
| SWISS       | P0Di81                                                          |
| タンパク質分子量    | 16 kDa                                                          |
| 輸送方法        | 保冷剤                                                             |