

Anti-Trappc2 (Sedl) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P0Di81

商品番号: CM0015992

前書き

ヒト TRAPPC2 (SED1) (16 kDa)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。ヒトサンプルで検証済み；免疫原は全長1-140をカバーしています。小胞輸送および転写の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRAPPC2 ウサギ pAb
備考/別名	SED1; SEDT; MIP2A; TRS20; ZNF547L; hYP38334; TRAPPC2P1; TRAPPC2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6399
GeneID	6399
免疫原	ヒト TRAPPC2 (NP_055378.1) のアミノ酸 1-140 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P0DI81
タンパク質分子量	16kDa
配送	アイスバッグ