

ウエスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Trappc6A ウサギポリクローナル抗体 - O75865

商品番号: CM0020873



前書き

ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済みのTRAPPC6Aウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応。メラノソーム生合成および小胞輸送研究に適しています。CamelBioによるワンストップ調達。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRAPPC6A ウサギ pAb
備考/別名	TRS33; TRAPPC6A
種	ヒト
GeneID	79090
免疫原	ヒトTRAPPC6A (NP_077013.1) のアミノ酸1-173に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O75865
タンパク質分子量	18kDa
輸送	保冷バッグ