


Anti-Trappc6B ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q86Sz2

商品番号: CM0016118



前書き

ヒトTRAPPC6Bを標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAに適しています。マウスおよびラットとの交差反応性を示します。細胞内輸送および初期神経回路の発達に関する研究を支援します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TRAPPC6B Rabbit pリクローナル抗体
備考/別名	TPC6, NEDMEBA, TRAPPC6B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	122553
GeneID	122553
免疫原	ヒトTRAPPC6B (NP_803235.1) のアミノ酸1-130に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q86SZ2
タンパク質分子量	18kDa
配送	アイスパック