

Fc測定用抗Trem1モノクローナル抗体 - Q9Np99

商品番号: CM0009183



前書き

ヒトTREM1

(CD354)に対するウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの検証が完了しています。~18kDaおよび~26kDaの型を検出します。自然免疫、炎症、敗血症性ショックの研究にご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human TREM1 mAb
備考/別名	CD354; TREM-1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	54210
GeneID	54210
免疫原	ヒトTREM1 (NP_061113.1)のアミノ酸21-200番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NP99
タンパク質分子量	18kDa/26kDa
発送方法	保冷剤