

If/Icc、Elisa用抗ヒトTrem1ウサギポリクローナル抗体 - Q9Np99

商品番号: CM0019328



前書き

ヒトTREM1（CD354）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体です。IF/ICCおよびELISAアプリケーションでの検証が完了しています。タンパク質分子量は26

kDaです。敗血症性ショックやアテローム性動脈硬化の研究を含む、自然免疫および炎症応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TREM1 ウサギ pAb
別名	CD354; TREM-1; TREM1
反応種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	54210
遺伝子ID	54210
免疫原	合成ペプチド ヒトTREM1（NP_061113.1）のアミノ酸1-100番以内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	Q9NP99
タンパク質分子量	26kDa
発送方法	保冷剤梱包