


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Trem2 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nzc2

商品番号: CM0014586



前書き

ヒトTREM2 (Q9NZC2)

を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み、マウスおよびラットと交差反応性あり。ミクログリア生物学およびアルツハイマー病研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TREM2 ウサギ pAb
備考/別名	PLOSL2; TREM-2; Trem2a; Trem2b; Trem2c; TREM2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	54209
遺伝子ID	54209
免疫原	組換えタンパク質 ヒトTREM2 (NP_061838.1) のアミノ酸19-161に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NZC2
タンパク質分子量	25kDa
輸送	保冷バッグ